

WelfareBuddy – Használati útmutató

Bevezetés

Ez a dokumentum a WelfareBuddy egészségügyi naplózó alkalmazás rövid használati útmutatója. A dokumentum ismerteti a rendszerigényt, a telepítési lépéseket, az első használatot, a főbb funkciókat, a gyakran ismételt kérdéseket és a hibaelhárítási tippeket. A vizsgaremek-csomag részeként a követelmény szerinti "használat rövid bemutatása" dokumentumot adja.

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1
1. Rendszerigény	2
1.1 Kliens oldali elvárások	2
1.2 Szerver oldali követelmények (önálló telepítéshez).....	2
2. Telepítés	2
2.1 Webes verzió (végfelhasználónak)	2
2.2 Androidos alkalmazás telepítése.....	2
2.3 iOS-es alkalmazás telepítése	3
2.4 Fejlesztői telepítés (backend + frontend + mobil).....	3
3. Első használat	3
4. Alap funkciók használata	4
4.1 Adat rögzítése.....	4
4.2 Bejegyzések szerkesztése és törlése	4
4.3 Statisztikák megtekintése.....	4
4.4 Napi emlékeztető beállítása (mobil)	4
4.5 Okos eszköz szinkron (mobil)	4
4.6 Adat export (GDPR)	5
4.7 Fiók törlése	5
4.8 Nyelv váltása.....	5
4.9 Színséma (skin) módosítása.....	5
4.10 Lépés- és vízcél beállítása	5
4.11 Profilkép és magasság	5

1. Rendszerigény

1.1 Kliens oldali elvárások

- Web: a legutóbbi Chrome / Firefox / Safari / Edge (legfeljebb egy évnél régebbi verzió)
- iOS: iOS 14 vagy újabb
- Android: Android 8 (Oreo) vagy újabb, Health Connect támogatással a teljes aggregátor funkcióhoz
- Hálózat: 3G+ ajánlott; offline használat is támogatott (a mérések helyileg sorba állnak, hálózat visszatértekor szinkronizálódnak)

1.2 Szerver oldali követelmények (önálló telepítéshez)

- PHP 8.2 vagy újabb
- MySQL 8 / MariaDB 10.6 vagy újabb
- Apache vagy Nginx + PHP-FPM
- Composer 2.x
- Node.js 20+ a frontend buildhez
- Laravel Reverb futtatásához port beállítás(WSS ajánlott éles környezetben)
- SSL tanúsítvány mindkét végponthoz (REST + WS)

2. Telepítés

2.1 Webes verzió (végefelhasználónak)

1. Nyissa meg a <https://welfarebuddy.hu> címet a böngészőjében (jelen vizsgacsomag esetén a fejlesztő által megadott URL).
2. Írja be az oldalhoz szükséges bejelentkezési adatokat
 - a. Felhasználónév: Neumann
 - b. Jelszó: Neumann123
3. Hozzon létre fiókot a Regisztráció gombbal, vagy jelentkezzen be.
4. A felület reszponzív, asztali és mobil böngészőben egyaránt használható.

2.2 Androidos alkalmazás telepítése

1. A kiadott APK fájl letöltése(<https://welfarebuddy.hu/WelfareBuddy.apk>).
2. A telefonon engedélyezze az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítését.
3. Nyissa meg az APK-t és indítsa el a telepítést.
4. Indítás után engedélyezze az értesítéseket és opcionálisan a Health Connect hozzáférést.

2.3 iOS-es alkalmazás telepítése

1. TestFlight (vizsgaremek) vagy App Store (éles kiadás) csatornán keresztül.
2. Indítás után engedélyezze az értesítéseket és a HealthKit adatokhoz való hozzáférést.

2.4 Fejlesztői telepítés (backend + frontend + mobil)

Előfeltételek: git, PHP 8.2, Composer, Node.js 20, MySQL.

1. Backend

```
git clone <repo-url> welfarebuddy
cd welfarebuddy/backend/egeszsegnaplo
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
# .env szerkesztése: DB_*, MAIL_*, REVERB_*
php artisan migrate
php artisan db:seed --class=ActivitySeeder      # 96 sport hu / en / de
php artisan db:seed --class=TestUserSeeder      # 15 fejlesztői user 7 hónap adatával
php artisan serve                               # http://localhost:8000
php artisan reverb:start                        # WebSocket → ws://localhost:8080
```

2. Web frontend

```
cd ../../frontend/en-beta
npm install
npm run dev                                # http://localhost:5173
```

3. Mobil

```
cd ../../mobil
npm install
npm run build
npx cap sync
npm run mobile:android                    # build + sync + Android Studio
npm run mobile:ios                       # build + sync + Xcode
```

A npx cap sync minden mobil-érintett változtatás (dist, plugin install, capacitor.config.json) után kötelező – a mobile:ios/android script ezt magában foglalja.

3. Első használat

1. Indítsa el az alkalmazást (web, iOS vagy Android).
2. A Kezdőoldal nézeten válassza a Regisztráció gombot.
3. Töltse ki a mezőket (név, e-mail, jelszó legalább 8 karakter), válassza ki a nyelvet (magyar / angol / német).
4. A regisztráció elküldése után egy megerősítő e-mailt kap. Kattintson a linkre.
5. Jelentkezzen be az újonnan létrehozott fiókkal.
6. Az onboarding modal bekéri a magasságát (a BMI számításához). A napi lépéscél (alapértelmezett 10 000) és vízcél (alapértelmezett 2500 ml) a Beállítások nézetben módosítható.
7. A Dashboard-ról már rögzíthet adatokat a "+ Új bejegyzés" gombbal.

4. Alap funkciók használata

4.1 Adat rögzítése

1. A Dashboard-on érintse meg a "+ Új bejegyzés" gombot.
2. Válassza ki a típust: pulzus, vérnyomás, súly, kalória, víz, alvás, edzés, lépés.
3. Adja meg az értéket és az időpontot (alapértelmezett: most). Például, vízbevitelnél ml, alvásnál óra (és opcionálisan minőség 1–5)
4. Mentsen a pipa gombbal. A WebSocket azonnal frissíti a többi nyitott eszközt.

4.2 Bejegyzések szerkesztése és törlése

1. Lépjen a Napló nézetre.
2. Váltson az adott típus fülére (pulzus / vérnyomás / súly / kalória / víz / alvás).
3. Kattintson egy bejegyzésre → szerkesztés a modalban, vagy a kuka ikon → törlés.

A lépésszám és edzés szerkesztése jelenleg törlés és újonnan rögzítéssel lehetséges (PUT végpont nincs ezekre).

4.3 Statisztikák megtekintése

1. Lépjen a Statisztika nézetre.
2. Válasszon időablakot (7 / 30 / 90 / 365 nap).
3. Görgessen végig a grafikonokon: pulzus, vérnyomás, súly, lépés, edzés, kalória, víz, alvás.
4. A lap alján szöveges egészségügyi értékelést talál a legutóbbi mérés alapján (BP WHO-kategória, BMI, pulzuszóna).

4.4 Napi emlékeztető beállítása (mobil)

1. Beállítások → Értésítések.
2. Kapcsolja be a fő kapcsolót, majd a kívánt sablontípusokat.
3. Adja meg az időpontot a daily emlékeztetőhöz (pl. 09:00).
4. A rendszer naponta legfeljebb 4 időzített emlékeztetőt ütemez. A többi azonnali / esemény-vezérelt sablon (streak rekord, milestone, lépés cél) ezen a limiten kívül érkezik.

4.5 Okoseszköz szinkron (mobil)

1. A HealthSync nézet megnyitása (Beállításokban található).
2. "Engedélyezés" gomb → a rendszer engedélykéréssel válaszol.
3. A sikeres engedélyezés után a kliens lekéri az utolsó szinkron óta érkezett adatokat (max 30 nap visszamenőleg).
4. A rekordok egyetlen POST /health-sync batch kérésben mennek fel; típusonként WebSocket esemény értesíti a Dashboardot, Diary-t és Stats-ot.

Az aggregátor jelenleg pulzus, vérnyomás, súly, lépés és edzés adatokat olvas. A vízbevitel és alvás manuálisan rögzítendő.

4.6 Adat export (GDPR)

1. Beállítások → Adatok exportálása.
2. Válasszon formátumot: JSON vagy CSV (ZIP-ben táblánként).
3. A fájl letöltődik a készülékre. Az export tartalmazza az összes mérési típust (HR, BP, súly, lépés, edzés, kalória, víz, alvás).

4.7 Fiók törlése

1. Beállítások → Veszélyes zóna → Fiók törlése.
2. Megerősítés (jelszó újra megadása).
3. A fiók és minden adat (HR, BP, súly, lépés, edzés, kalória, víz, alvás, profilkép, tokenek) véglegesen törlődik.

4.8 Nyelv váltása

1. Beállítások → Nyelv.
2. Válasszon magyar / angol / német között.

4.9 Színséma (skin) módosítása

1. Skinek nézet (vagy Beállítások → Skinek).
2. Válasszon a skinek közül.
3. A pro skinek csak előfizetéses fiókkal érhetők el; egyes skinek streak-küszöbhez kötöttek.

4.10 Lépés- és vízcél beállítása

1. Beállítások → Célok.
2. Adja meg a napi lépcsélt (1000–100000) és a vízcélt ml-ben (500–10000).
3. Mentés után a Dashboard ezen célok alapján mutatja a haladást.

4.11 Profilkép és magasság

1. Profil nézet (Profilképre kattintva) → fotó kiválasztása vagy módosítása (POST /profile-picture).
2. Magasság szerkesztése a Profil nézetben (POST /height); ez a BMI értékelést teszi lehetővé.
3. Profilkép törlése: DELETE /profile-picture a profil képe melletti gombbal.