

WelfareBuddy – Funkcionális specifikáció

Bevezetés

A WelfareBuddy egy egészségfigyelő alkalmazás, melynek célja, hogy a felhasználók – kortól függetlenül – egyszerűen és motiváló módon kövessék egészségügyi adataikat. Az alkalmazás webes és mobil (iOS, Android) platformon is elérhető, és támogatja a manuális adatrögzítést, valamint az okoseszközök adatainak automatizált beolvasását.

A projekt egy szakmai vizsgaremek, melynek határideje 2026. április 28. A dokumentum a rendszer által megvalósított funkcionalitást írja le a felhasználó szempontjából.

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1
1. A rendszer célja	3
2. Célcsoportok jellemzése	3
Idősebb korosztály.....	3
Fiatalabb korosztály.....	3
3. Felhasználói szerepkörök	4
Admin	4
Free (ingyenes) felhasználó	4
Pro (előfizetéssel rendelkező) felhasználó	4
4. Kezelt egészségügyi adatok	5
5. Főbb funkciók	5
5.1 Regisztráció és bejelentkezés	5
5.2 Adatrögzítés.....	6
5.3 Napló és szerkesztés	6
5.4 Statisztikák és grafikonok	6
5.5 Összefoglaló nézet.....	6
5.6 Streak rendszer	7
5.7 Gamifikáció (Skins)	7
5.8 Értesítések	7
5.10 Offline működés	7
5.11 Többnyelvű támogatás	8

5.12 GDPR-funkciók.....	8
5.13 Admin funkciók.....	9
5.14 HealthSync (mobil)	9
6. Használati esetek.....	9
6.1 Regisztráció és első bejelentkezés.....	9
6.2 Manuális pulzusmérés rögzítése	10
6.3 Manuális szinkron mobilon	10
6.4 Offline adatrögzítés	10
6.5 Fiók törlése	10

1. A rendszer célja

A WelfareBuddy célja, hogy egy központi platformon gyűjtse, tárolja és elemezze a felhasználók egészségügyi adatait. A rendszer támogatja az egészségtudatos életmód kialakítását, segít az adatok vizualizálásában és elemzésében, valamint játékos elemekkel motiválja a rendszeres mérést.

A rendszer fő céljai:

- Az egészségügyi adatok egy helyen történő nyilvántartása (pulzus, vérnyomás, súly, kalória, víz, alvás, lépés, mozgás)
- Platformfüggetlen, közös felhasználói élmény weben, iOS-en és Androidon (közös Vue 3 kódbázis)
- A szenzoros adatok (okosóra, vérnyomásmérő, fitness eszköz) automatizált begyűjtése a mobil operációs rendszerek aggregátorából (HealthKit, Health Connect)
- Offline működés: a felhasználó akkor is használhassa az appot, ha épp nincs hálózat
- GDPR-konform adatkezelés: biztonságos adatkezelés, teljes adatexport (JSON / CSV) és fióktörlés biztosítása

2. Célcsoportok jellemzése

A rendszer két fő célcsoportra optimalizált:

Idősebb korosztály

- Nagy betűméret, letisztult, minimalista felhasználói felület
- Egyszerű navigáció, kevés lépés a mérés rögzítéséhez
- Minimális technikai bonyolultság, tisztán elkülöníthető gombok
- Több nyelvű felület, egészségügyi visszajelzések (pl. WHO szerinti vérnyomás-kategorizálás)

Fiatalabb korosztály

- Játékosított elemek (skinek, streak, napi lépés- és vízcél)
- Motivációs helyi értesítések
- Gyakori adatbevitel jutalmazás, streak rekord követése

3. Felhasználói szerepkörök

A rendszer három felhasználói szerepkört különböztet meg. Az Admin-okat, Pro és Free felhasználókat. Egyik felhasználó sem nézheti meg a másik pontos adatait.

Admin

Az Admin a rendszergazda, aki felügyeleti joggal rendelkezik, de nem férhet hozzá a felhasználók pontos egészségügyi méréseihez. Feladata a rendszer áttekintése, a felhasználók kezelése és a statisztikák figyelése.

Összes jogosultsága:

- Minden felhasználó feltöltött adatainak számát megtekinteni (a pontos méréseket nem látja)
- Szerepkörök módosítása
- Felhasználók törlése
- Rendszerszintű statisztikák: összes felhasználó, free / pro / admin bontás, hét napon belüli új regisztrációk
- Összes skin elérhető

Free (ingyenes) felhasználó

Az ingyenes felhasználó alapfunkciókat kap: rögzítheti a legfontosabb egészségügyi adatait, napi összefoglalót és egyszerű statisztikákat nézhet meg, valamint korlátozottan testreszabhatja a felületet.

Összes jogosultsága:

- Adatrögzítés: pulzus, vérnyomás, súly, kalóriabevitel, vízbevitel, alvás, lépés, mozgás
- Napi összefoglaló és alap statisztikák
- Manuális és HealthKit / Health Connect szinkron
- Korlátozott skin-katalógus

Pro (előfizetéssel rendelkező) felhasználó

Az előfizető felhasználó az ingyenes szolgáltatások mellett minden korlátlan funkciót megkap: teljes adatelőzményt, trendelemzést, havi és heti összefoglalókat, valamint a teljes skin-katalógust.

Összes jogosultsága:

- Minden ingyenes funkció
- Korlátlan adatelőzmény és trendelemzés
- Havi és heti összefoglalók
- Teljes skin-katalógus, de el kell érni különböző célokat
- Haladó értékelések (BP-kategorizálás, pulzuszonák, BMI)

A szerepkörök között a felhasználó a Beállítások / Előfizetések menüpontban válthat. A vizsgaremek-verzióban a fizetés szimulált.

4. Kezelt egészségügyi adatok

A rendszer az alábbi adatokat kezeli. Minden bejegyzés egy felhasználóhoz kapcsolódik, és időbélyegzővel (recorded_at) rendelkezik.

Adattípus	Mértékegység	Forrás
Testsúly	kg (egy tizedesjegy)	Manuális + okosmérleg
Magasság	cm	Manuális, profilban
Vérnyomás (szisztolés / diasztolés)	Hgmm + opcionális napszak (period)	Manuális + okos vérnyomásmérő
Pulzus	bpm + opcionális kontextus (context: nyugalmi / edzés)	Manuális + okosóra
Lépésszám	db / nap	Manuális + aggregátor
Mozgás (sportaktivitás)	típus + kezdő / záró időpont	Manuális + aggregátor
Kalóriabevitel	kcal	Manuális
Vízbevitel	ml	Manuális
Alvás	óra (decimal) + opcionális minőség 1–5	Manuális

Az adatok manuálisan és automatikusan is rögzíthetők. Az aggregátorokból érkező tömeges adatmennyiség egy külön végpontra megy, ahol több száz rekordot hoz létre. A vízbevitel és alvás csak manuálisan vihető be.

5. Főbb funkciók

5.1 Regisztráció és bejelentkezés

- Regisztráció: név, e-mail, jelszó (min. 8 karakter), nyelv kiválasztása (magyar, angol, német)
- Laravel Sanctum által generált API token
- E-mail cím megerősítése email-es linkkel
- Elfelejtett jelszó: e-mail link, új jelszó beállítása
- Jelszócsere bejelentkezett állapotban (jelenlegi jelszó ellenőrzésével + minden token visszavonása + email küldése)
- Kijelentkezés egy eszközről vagy az összesről

5.2 Adatrögzítés

- Manuális adatbevitel a Dashboard, Napló, Edzések és Profil nézeteken keresztül
- Manuális szinkronizáció a HealthSync nézetben kezdeményezhető, de az alkalmazás automatikusan is szinkronizál minden indításkor
- Minden időpontmező validált: nem rögzíthető jövőbeli mérés
- Visszamenőleges adatbevitel támogatott, de a streak számláló nem növekszik régi nappal
- A lépésszám napi rekord: ugyanarra a napra érkező új feltöltés hozzáadó módon összegzi, felülíró módon felülírja a meglévő értéket

5.3 Napló és szerkesztés

A Napló nézet hét fülre bontja az egyes mérési típusokat:

- Pulzus
- Vérnyomás
- Testsúly
- Kalória
- Víz
- Alvás
- *Lépés és edzés saját nézeten (Edzések)*

Minden bejegyzésen elérhető:

- Lekérés
- Feltöltés
- Szerkesztés (kivéve edzés, lépés)
- Törlés (megerősítő dialógus)

5.4 Statisztikák és grafikonok

- Idősoros grafikonok nyolc adattípusra: pulzus, vérnyomás (kombinált), súly, lépés, edzés (perc), kalória, víz, alvás
- Időablak választás: 7 / 30 / 90 / 365 nap, a felhasználó jogosultsága szerint
- Egészségügyi értékelés a legutóbbi mérés alapján:
 - Vérnyomás: WHO-kategóriák
 - Pulzus: nyugalmi / aktív zónák
 - BMI: WHO-kategóriák

5.5 Összefoglaló nézet

- Napi, heti, havi, éves nézet
- Trendgrafikonok
- Számlált értékek: átlag, minimum, maximum, mérések száma
- Heti edzésidő összesítés

5.6 Streak rendszer

- Minden napon legalább egy mérés rögzítése után a streak növekszik
- Ha egy nap kimarad, a streak visszaáll 1-re a következő rögzítéskor
- A valaha elért legnagyobb streaket tároljuk, az alapján nézzük az elérhető skineket
- Visszamenőleges bejegyzés nem módosítja a streaket
- HealthKit / Health Connect batch importnál a streak csak akkor lép, ha a batchben van mai napra szóló rekord

5.7 Gamifikáció (Skins)

- Több színséma közül választható
- Egyes skinek kizárólag pro felhasználók számára érhetőek el
- Egyes skinek streak küszöbhez kötöttek (magas streak-ű felhasználók kapják meg)
- A választott skin érvényesül a teljes alkalmazásban

5.8 Értesítések

A rendszer kizárólag helyi értesítéseket használ.

Sablontípusok (11 darab):

- Időzített, napi: az alap emlékeztető, esti streak (21:00), esti nem mértél (20:00), edzés (18:00), reggeli motiváció (07:30)
- Heti és inaktivitás: heti összefoglaló (vasárnap 20:00), inaktivitás (48h+ inaktivitás)
- Azonnali: új streak rekord, mérföldkövek (7 / 14 / 30 / 50 / 100 nap), célzott lépésszám elérése, célzott lépésszám 80% teljesítése

Az értesítések kapcsolása a Beállítások / Értesítések szekcióban végezhető, a beállítást az eszközön tároljuk.

WebSocket valós idejű frissítés:

- Laravel Reverb + Echo (Pusher protokoll)
- Esemény: upload.created a private-user.{userId} csatornán
- Adat: egyetlen rekord vagy healthsync rekordok

5.10 Offline működés

Az alkalmazás eltárolja az eddigi lekért adatokat. Az adatok, amiket megpróbált feltölteni eltárolja, hogy majd az internetkapcsolat visszaállításakor feltöltse.

5.11 Többnyelvű támogatás

- Támogatott nyelvek: magyar (hu), angol (en), német (de)
- vue-i18n alapú, dinamikusan váltható (Beállítások / Nyelv)
- A felhasználó nyelvi beállítása szerver oldalon is tárolódik, így az e-mailek a helyes nyelven érkeznek
- Hibaüzenet lokalizáció

5.12 GDPR-funkciók

- Adatexport:
 - JSON
 - CSV(ZIP)
- Fiók törlése (DELETE /account):
 - Profilkép storage-ból törlődik
 - Az összes kapcsolódó rekord explicit törlése (HR, BP, súly, lépés, edzés, kalória, víz, alvás, streak, device tokenek)
 - Sanctum tokenek visszavonása
- Legal nézet (/legal, publikus): adatvédelmi nyilatkozat, általános szerződési feltételek, EULA, mind a 3 nyelven
- Az adatvédelmi nyilatkozat és a felhasználási feltételek linkelve a Beállítások nézetben

5.13 Admin funkciók

- Rendszerszintű statisztikák
- Felhasználók listája (keresés, szűrés szint szerint, lapozás)
- Egy felhasználó részletei (streak + mérésszám-összesítés)
- Jogosultság módosítása (free / pro / admin)
- Felhasználó törlése

Az admin felület a mobil és weboldalon egyaránt elérhető, de csak admin jogosultságú felhasználók számára. A routing az IsAdmin middleware-rel védett.

5.14 HealthSync (mobil)

- A HealthSync nézet a cordova-plugin-health plugint használja a HealthKit (iOS) és a Health Connect (Android) felé
- Támogatott típusok: pulzus, vérnyomás, súly, lépésszám, mozgás
- Az adatok egy POST kérdésben mennek a /health-sync végpontra, amely tranzakcióban menti a rekordokat és típusonként WS eseményt küld
- Webes felületen a HealthSync kártya elrejtve

6. Használati esetek

6.1 Regisztráció és első bejelentkezés

1. A felhasználó megnyitja az alkalmazást (Kezdőoldal nézet)
2. A Regisztráció gombra kattintva megadja az adatait
3. A rendszer e-mailt küld megerősítő linkkel
4. A felhasználó a linkre kattintva megerősíti az e-mail címét
5. Bejelentkezve, az onboarding ablak bekéri a magasságot, ha a users.height_cm még üres
6. A napi lépés- és vízcél a Beállítások nézetben lehet módosítani (alapértelmezett: 10 000 lépés, 2500 ml)

6.2 Manuális pulzusmérés rögzítése

1. Dashboard-on a "+ Új bejegyzés" gombra kattintás
2. Típus kiválasztása (pulzus)
3. Érték (bpm) és időpont megadása (alapértelmezett: most)
4. Mentés
5. Siker után a WebSocket esemény automatikusan frissíti a Dashboard, Napló és Statisztika nézeteket más eszközökön

6.3 Manuális szinkron mobilon

1. Az „Egészségadatok átvétele” nézet megnyitása
2. Engedélykérés a HealthKit / Health Connect felé (ha még nem történt meg)
3. Az „Átvétel indítása” gomb megnyomása (utolsó szinkron óta)
4. A cordova-plugin-health visszaadja a nyers adatokat
5. A kliens egy kérdésben feltölti az adatokat
6. A backend tranzakcióban menti, és típusonként + összesítőként WS eseményt bocsát ki

A streak csak akkor lép, ha a batchben van mai napra szóló rekord

6.4 Offline adatrögzítés

1. A felhasználónak nincs hálózati kapcsolata
2. Új mérés rögzítése a Naplóban
3. A kérést localStorage-be menti
4. Hálózat visszatértekor a queue feldolgozója egyenként elküldi a kéréseket
5. Siker után a cache invalidálódik, az UI frissül (a nem szinkronizált tételek számát a Diary nav ikon badge mutatja)

6.5 Fiók törlése

1. Beállítások / Veszélyes zóna / Fiók törlése gomb
2. Megerősítő dialógus
3. Minden adat explicit törlése, profilkép eltávolítása, tokenek visszavonása
4. Átirányítás a Kezdőoldalra